




1 ALJ 200-5DA avec ionisateur optional 2, voir Accessoires

Série de balances d'analyse à plages de pesée élevées – aussi avec approbation d'homologation [M] ou bien livrable comme balance d'analyse semi-micro

Caractéristiques

- 1 ALJ 200-5DA: Balance d'analyse demi-micro haute précision
- 2 ALJ-A03: Ionisateur pour la neutralisation des charges électrostatiques pour montage fixe sur la balance d'analyse. Manipulation particulièrement aisée, car aucun appareil séparé n'est plus nécessaire. Il suffit de lancer le souffleur ionisant en appuyant sur une touche. Convient à tous les modèles
- ALJ-A/-AM: **Programme d'ajustage interne** en cas de variations de température $\geq 1,2$ °C et de façon temporisée toutes les 3 h, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
- ALS-A: **Programme d'ajustage externe CAL** pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe
- **Clavier ergonomique** optimisé pour droitiers et gauchers
- **Grande chambre de protection en verre** avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée.
- **Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place
- **Housse d'utilisation transparente** en série



Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 17 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, Ø 80 mm
- Dimensions totales (paravent de protection inclus) L×P×H 210×340×330 mm
- Espace de pesée L×P×H 160×140×205 mm
- Poids net 7 kg
- Température ambiante tolérée
ALS-A/ALJ-A/ALJ-DA: 5 °C/35 °C ALJ-AM: 15 °C/30 °C

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, ALJ-A01S05,
- Housse anti-poussière, ABS-A08,
- **2 Face arrière de la chambre de protection avec ionisateur intégré** pour neutraliser les charges électrostatiques. Sera installé au lieu de la face arrière en verre existante. Approprié pour tous les modèles de la série ALS-A/ALJ-A/ALJ-AM/ALJ-DA, à ajouter lors de la commande de votre balance, contenu de la livraison: face arrière, ionisateur, adaptateur. Factory Option, ALJ-A03,
- **3 Jeu de détermination de la densité** des matières liquides et solides avec une densité $\leq/\geq 1$, affichage de la densité direct à l'écran, YDB-03,

- **4 Table de pesage** pour absorber les secousses et les oscillations qui pourraient fausser les résultats de mesure, YPS-03,
- **Pesée minimale**, plus petit poids qui peut être mesuré, dépendant de la précision du processus souhaitée, seulement en connexion avec certificat DAKKS, 969-103,
- **Qualification des appareils** : concept de qualification conforme aux normes et comprenant les prestations de services de validations suivantes : qualification de l'installation (IQ), qualification du fonctionnement (OQ), 961-231B,
- Plus de détails, accessoires et imprimantes adaptées voir *Accessoires*

EN SÉRIE



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] mg	Échelon d'étalonnage [e] mg	Charge minimale [Min] mg	Reproducti- bilité mg	Linéarité mg		Option			
								Homologation		Cert. d'étalonnage	
								MI			
ALS 160-4A	160	0,1	-	-	0,1	± 0,3		-		963-101	
ALS 250-4A	250	0,1	-	-	0,1	± 0,3		-		963-101	
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.											
ALJ 200-5DA	82 220	0,01 0,1	1	1	0,02 0,1	± 0,03 0,3		-		963-101	
ALJ 160-4A	160	0,1	-	-	0,1	± 0,3		-		963-101	
ALJ 160-4AM	160	0,1	1	10	0,2	± 0,3		965-201		963-101	
ALJ 250-4A	250	0,1	-	-	0,1	± 0,3		-		963-101	
ALJ 250-4AM	250	0,1	1	10	0,2	± 0,3		965-201		963-101	
ALJ 310-4A	310	0,1	-	-	0,1	± 0,3		-		963-101	
ALJ 500-4A	510	0,1	-	-	0,2	± 0,4		-		963-101	